






do zapytania o cenę na Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Centrum rehabilitacji
w Stowarzyszeniu „Dobry Dom”

FORMULARZ OFERTOWY






dla zamówienia udzielonego bez stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień
publicznych – przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

| OFERTA | | | | |
|---|--|--------|------------|------------------|
| Oferuję realizację zamówienia za poszczególny sprzęt w cenie: | | | | |
| Część zapytania | Nazwa | Ilość | Cena jedn. | Wartość (brutto) |
| Kinezyterapia | | | | |
| Cześć 1. | UGUL Kabina do ćwiczeń i zawieszęń  <ul style="list-style-type: none"> – Szerokość min.: 190 cm – Wysokość min.: 190 cm – Głębokość min.: 190 cm | 1 szt. | | |
| Cześć 2. | Osprzęt do ugula OS-02 standard Zestawienie wersji OS-02: <ul style="list-style-type: none"> – Linka dł. 1600 mm - 8 szt. – Linka dł. 960 mm - 6 szt. – Linka dł. 2450 mm - 1 szt. – Linka dł. 5720 mm - 1 szt. – Linka dł. 3750 mm - 3 szt. – Podwieszka przedr. i podudzi 420x100 - 4 szt. – Podwieszka ud i ramion 540x145 - 4 szt. – Podwieszka pod miednicę 730x230 - 2 szt. – Podwieszka klatki piersiowej 675x225 - 1 szt. – Podwieszka pod głowę 150x530 - 1 szt. – Podwieszka stóp 75x610 - 4 szt. – Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x1350) - 4 szt. – Pas do wyciągu za miednicę 1330x170 - 1 szt. – Kamaszek 135x170 - 1 szt. – Ciężarek miękki 0,5kg - 2 szt. – Ciężarek miękki 1,0kg - 2 szt. – Ciężarek miękki 1,5 kg - 2 szt. – Ciężarek miękki 2,0 kg - 2 szt. – Ciężarek miękki 2,5 kg - 2 szt. – Ciężarek miękki 3,0 kg - 1 szt. – Esik – 30 szt. | 1 kpl. | | |

do zapytania o cenę na Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Centrum rehabilitacji
w Stowarzyszeniu „Dobry Dom”

| | | | | |
|----------|---|--------|--|--|
| Cześć 3. | <p>Stół do rehabilitacji i masażu 2-częściowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szerokość leża min. 65, 70 lub 80 cm - Hydrauliczna regulacja wysokości obustronnym przyciskiem nożnym w podstawie stołu - Zagłówek regulowany z otworem i zatyczką - Relingi do pasów stabilizujących pacjenta - Tapicerka w kolorze niebieskim - Minimalne dopuszczalne obciążenie od 150 kg  | 1 szt. | | |
| Cześć 4. | <p>Kozetka lekarska SR-S</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szerokość leża min. 55 cm - Długość leża min. 185 cm - Minimalne dopuszczalne obciążenie 150 kg - Regulacja kąta pochylecia wezgiłowia - Uchwyt na rolkę prześcieradła - Tapicerka w kolorze niebieskim  | 2 szt. | | |
| Cześć 5. | <p>Parawan medyczny metalowy 3 częściowy z kółkami do wygodnego transportu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Głębokość min. 45 cm - Szerokość min. 200 cm - Wysokość min. 160 cm - Kółka jezdne z hamulcami - Kolor ekranu niebieski  | 1 szt. | | |
| Cześć 6. | <p>Parawan medyczny metalowy 2 częściowy z kółkami do wygodnego transportu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Głębokość min. 45 cm - Szerokość min. 130 cm - Wysokość min. 160 cm - Kółka jezdne z hamulcami - Kolor ekranu niebieski | 1 szt. | | |
| Cześć 7. | <p>Atlas trzystanowiskowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wyciąg z góry oraz wyciąg z dołu, motylek, wypychanie ciężaru, modlitewnik, prostowanie nóg (czworogłowy uda), suwnica na nogi, drążek do podciągania, ławka regulowana, stacja do  | 1 szt. | | |








do zapytania o cenę na Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Centrum rehabilitacji
w Stowarzyszeniu „Dobry Dom”

| | | | | |
|-----------|---|---|--------|--|
| | <p>dipów</p> <ul style="list-style-type: none"> - Min. 7 stopniowa regulacja oparcia ławki / regulacja wysokości modlitewnika - Linka stalowa w osłonie - Osłona stosu - Siedzisko - Gumowe podstawki - Min. dopuszczalna waga użytkownika: 110 kg | | | |
| Cześć 8. | <p>Lustro korekcyjne z siatką posturograficzną</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wysokość min.: 190 cm - Szerokość całkowita min.: 75 cm - Wysokość tafli min.: 160 cm - Szerokość tafli min.: 70 cm - Kółka transportowe z hamulcami - Konstrukcja metalowa |  | 1 szt. | |
| Cześć 9. | <p>Drabinka rehabilitacyjna II (podwójna) + zestaw montażowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wysokość min.: 240 cm - Szerokość min.: 170 cm - Wytrzymałość obciążenia min. 190 kg |  | 4 szt. | |
| Cześć 10. | <p>Drabinka rehabilitacyjna I (pojedyncza) + zestaw montażowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wysokość min.: 240 cm - Szerokość min.: 80 cm - Wytrzymałość obciążenia min. 190 kg |  | 1 szt. | |
| Cześć 11. | <p>Ławka gimnastyczna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Długość min.: 290 cm |  | 1 szt. | |
| Cześć 12. | <p>Materac gimnastyczny jednoczęściowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Długość min.: 200 cm - Szerokość min.: 120 cm - Grubość min.: 10 cm - Wodoodporny - Wzmocnione i zszyte rogi - Kolor materaca niebieski |  | 3 szt. | |







do zapytania o cenę na Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Centrum rehabilitacji
w Stowarzyszeniu „Dobry Dom”

| | | | | |
|-----------|--|--------|--|--|
| Część 13. | <p>Bieżnia rehabilitacyjna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szerokość min. 65 cm - Długość min. 155 cm - Wymiary pasa biegowego min. 120 x 40 cm - Min. dopuszczalna waga użytkownika 130 kg - Moc silnika min. 2,5 KM - Prędkość w zakresie max. od 1 km/h do 20 km/h - Możliwość zmiany kąta nachylenia bieżni - Pomiar pulsu poprzez stosowne czujniki - Hamulec bezpieczeństwa - Możliwość natychmiastowego wyłączenia bieżni - Uchwyty/porecze po obu stronach bieżni w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas chodzenia/biegania po pasie bieżni - Uchwyt na butelkę - Wyświetlacz do monitorowania parametrów - Wyświetlane informacje min. czas, prędkość, dystans, spalone kalorie - System wyrównywania nierówności - Możliwość składania - Kółka transportowe | 1 szt. | | |
| Część 14. | <p>Rower treningowy magnetyczny poziomy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wysokie oparcie siedziska - Regulacja siedziska przód/tył - Uchwyty stabilizacyjne przy siedzisku - Wyświetlacz LCD - Pomiar pulsu poprzez sensory dotykowe przy uchwytach stabilizacyjne przy siedzisku - Układ hamulcowy z magnesem trwałym - Ustawianie oporu: sterowanie komputerowo min. 15 poziomów obciążenia - Min. 18 programów treningowych - Rolki transportowe - Zasilanie: 230 V, 50 Hz | 1 szt. | | |
| Część 15. | <p>Stepper obrotowy z uchwytem 3w1 + twister + hantle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulowana wysokość stopnia za pomocą kontrolera na spodzie - Hydrauliczne amortyzatory - Hantle w zestawie: 2 x 900 g, 2 x 1300 g - Wyświetlacz | 1 szt. | | |




do zapytania o cenę na Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Centrum rehabilitacji
w Stowarzyszeniu „Dobry Dom”

| | | | | |
|-----------|---|--------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> – Programy: skanowanie (tryb automatyczny), czas, licznik kroków, licznik spalonych kalorii – Nośność min.: 100 kg | | | |
| Cześć 16. | Rękawica do rotora kończyn górnych i uchwytu metalowego  | 2 szt. | | |
| Cześć 17. | Rotor do ćwiczeń stawu barkowego KRB  | 1 szt. | | |
| Cześć 18. | Rotor KRDW  | 1 szt. | | |
| Cześć 19. | <p>Rotor elektryczny do rąk i nóg</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektroniczna regulacja poziomu oporu – Zakres regulacji prędkości: 20-65 rpm – Wyświetlacz LCD – min. pomiar czasu, ilość obrotów, ilość spalonych kalorii – Zdalny pilot – W zestawie mata antypoślizgowa – Możliwość szybkiej zamiany pedałów na korby  | 1 szt. | | |
| Cześć 20. | Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem KTM  | 1 szt. | | |
| Cześć 21. | <p>Kształtki do masażu i ćwiczeń</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wałek do masażu 12x60 cm – 1 szt – Wałek 20x60 cm – 1 szt. – Półwałek 60x15x10 cm – 1 szt. – Półwałek 60x19x9 cm – 1 szt. – Klin 40x50x20 cm – 1 szt.  | 1 kpl. | | |
| Cześć 22. | <p>Trener równowagi (poduszka)</p> <p>Średnica min. 45 cm</p>  | 1 szt. | | |




do zapytania o cenę na Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Centrum rehabilitacji
w Stowarzyszeniu „Dobry Dom”

| | | | | | |
|-----------|---|---|--------|--|--|
| Cześć 23. | Poduszka sensomotoryczna Średnica min. 30 cm |  | 1 szt. | | |
| Cześć 24. | Piłka gimnastyczna rehabilitacyjna z pompką Średnica: 55 cm |  | 1 szt. | | |
| Cześć 25. | Obręcz do Pilates Ring Średnica min.: 38 cm |  | 2 szt. | | |
| Cześć 26. | Taśma rehabilitacyjna Długość: 2,5 metra, (opór bardzo słaby) |  | 2 szt. | | |
| Cześć 27. | Taśma rehabilitacyjna - 2,5 metra, (opór słaby) | | 2 szt. | | |
| Cześć 28. | Taśma rehabilitacyjna - 2,5 metra, (opór średni) | | 2 szt. | | |
| Cześć 29. | Taśma rehabilitacyjna - 2,5 metra, (opór mocny) | | 2 szt. | | |
| Cześć 30. | Gumowa pętla do ćwiczeń Długość: 25 cm obwód: 50 cm, (opór - słaby) |  | 2 szt. | | |
| Cześć 31. | Gumowa pętla do ćwiczeń - długość: 25 cm obwód: 50 cm, (opór średni) | | 2 szt. | | |
| Cześć 32. | Gumowa pętla do ćwiczeń - długość: 25 cm obwód: 50 cm, (opór mocny) | | 2 szt. | | |
| Cześć 33. | Gumowa pętla do ćwiczeń - długość: 25 cm obwód: 50 cm, (opór bardzo mocny) | | 2 szt. | | |
| Cześć 34. | Okład żelowy Hot/Cold Szerokość: 15 cm Długość: 25 cm |  | 2 szt. | | |
| Cześć 35. | Okład żelowy Hot/Cold Szerokość: 25 cm Długość: 35 cm | | 2 szt. | | |


do zapytania o cenę na Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Centrum rehabilitacji
w Stowarzyszeniu „Dobry Dom”

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|----------|--|--|
| Cześć 36. | <p>Kieszon na okład Hot/Cold</p> <p>Szerokość: 15 cm Długość: 25 cm</p> |  | 2 szt. | | |
| Cześć 37. | <p>Kieszon na okład Hot/Cold</p> <p>Szerokość: 25 cm Długość: 35 cm</p> | | 2 szt. | | |
| Wodolecznictwo | | | | | |
| Cześć 38. | <p>Wirówka do hydromasażu stóp i podudzi WKS wraz z montażem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Min. 38 dysz montowanych na ścianie wanny - Max. zużycie wody w czasie zabiegu 45 litrów - Automatyczny system napełniania - System napowietrzania strumienia wody z regulacją - Elektroniczny panel sterowania - Ustawianie czasu zabiegu - Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho - System odkamieniania - Czujnik temperatury wody - Czujnik poziomu wody - Pysznic ręczny - Regulacja umożliwiająca wypoziomowanie urządzenia - Kolor calypso - Krzesło obrotowe |  | 1 zestaw | | |
| Cześć 39. | <p>Wirówka do hydromasażu kończyn górnych WKG wraz z montażem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Min. 4 dysze z regulacją kierunku wypływu strumienia wody montowanych na ścianie wanny - Mim. manualny system regulacji - Max. pojemność użytkowa 20 litrów - Automatyczny system napełniania - Automatyczne ustawienie wybranego poziomu wody - Regulacja napowietrzania |  | 1 zestaw | | |


do zapytania o cenę na Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Centrum rehabilitacji
w Stowarzyszeniu „Dobry Dom”

| | | | | |
|-----------|---|-------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> – Elektroniczny panel sterowania – Ustawianie czasu zabiegu – Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho – Pysznic ręczny – Kolor niebieski – Krzesło obrotowe | | | |
| Cześć 40. | <p>Wirówka do hydromasażu kończyn dolnych i kręgosłupa typ WKR wraz z montażem</p> <ul style="list-style-type: none"> – Min. 12 dysz kierunkowych – Sterownie pracą dysz umożliwiającą dowolny wybór masowanej okolicy I - kończyny dolne, II - kończyny dolne + kręgosłup – Regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz, niezależnie dla stref – Max. pojemność użytkowa 150 litrów – System automatycznego napełniania – Dwa poziomy napełniania (połowa / cała wanna) – Elektroniczny panel sterowania – Ustawianie czasu zabiegu – Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho – System odkamieniania – Czujnik temperatury wody – Czujnik poziomu wody – Pysznic ręczny – Kolor calypso – Stopień ułatwiający wejście do niecki urządzenia  | 1 zestaw | | |
| Cześć 41. | <p>Ekopompa z zestawem Aquavibron</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zamknięty obieg wody – Niezależności od instalacji wodno-kanalizacyjnej – Kompatybilności z urządzeniem Aquavibron – Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym – (wyłącznik różnicowo-prądowy) – 4 niezależne kółka z hamulcem – Zasilanie: 230 V/ 50 Hz <p>Zestaw Aquavibron</p> <ul style="list-style-type: none"> – Węże – Głowica wibracyjna   | 1 kpl. | | |




do zapytania o cenę na Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Centrum rehabilitacji
w Stowarzyszeniu „Dobry Dom”

| | | | | |
|----------------------|---|--------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Tuleja z rozdzielaczem - Uszczelniacze do zakładania na krany o różnych średnicach - Metalowa kształtka do podłączenia do kranu - Gumowa rurka odprowadzająca wodę - Sitko mogące służyć jako prysznic - Membrany do zabiegów leczniczych – min. 10 rodzajów | | | |
| Fizykoterapia | | | | |
| Cześć 42. | <p>Aparat do wykonywania zabiegów laserem</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Zasilanie 230 V, 50-60 Hz \pm 10% - Kolorowy min. 5'5 cala ekran LCD, dotykowy z funkcją przewijania - Możliwość ustawienia czasu zabiegu od 1-99 minut - Min. 80 gotowych programów - Możliwość zapisania w pamięci wewnętrznej min. 100 programów - Możliwość zapisu na karcie chip - Sonda z automatycznym czujnikiem kontaktu (rozpoczęcie emisja energii lasera w momencie zbliży sondy do celu) - Automatyczne obliczanie fluencji (dżule) - Częstotliwość 200 - 1000 Hz - Długość wiązki laserowej 905 nm - Moc wiązki laserowej min. 300 mW (w impulsie) - Rodzaj sondy/aplikatora Podczerwony IR, impulsowy - Czas trwania impulsów 100 ns - Tryb impulsów 10 - 100% - Klasyfikacja lasera 3B - Klasa ryzyka (93/42/CEE) min. IIB - Klasa izolacji I typ BF - Blokada - klucz bezpieczeństwa - Karta chipowa - Okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty - Stolik dostosowany do urządzenia | 1 kpl. | | |

do zapytania o cenę na Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Centrum rehabilitacji
w Stowarzyszeniu „Dobry Dom”

| | | | | |
|-----------|--|--------|--|--|
| Cześć 43. | <p>Aparat do dwukanałowej elektroterapii i terapii ultradźwiękowej</p>  <ul style="list-style-type: none"> – Kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym – Wbudowane gotowe programy dla typowych jednostek chorobowych – Możliwość tworzenia oraz zapisywania programów własnych – Indywidualna regulacja parametrów zabiegowych – Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów – Możliwość wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie – Bezpieczna reakcja na zanik napięcia sieci – Bezpieczniki przepięciowe – Zasilanie: ~230V 10%, 50Hz, 70VA <p>Minimalne funkcje Elektroterapii:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Prądy jedno i dwu-kanałowe – Typy prądów: CC, CV, mikroprądy, diadynamiczne, interferencyjne 2P, 4P, stymulacyjne (z tonolizą), TENS, KOTZ, UR (Trabert), faradyczne, galwaniczny, jonoforeza – Możliwość ustawienie sekwencji prądów diadynamicznych – Zegar zabiegowy: elektroterapia: 1s-99 min – Test elektrod – Min. półautomatyczna elektrodiagnostyka (krzywa I/T, wyliczanie współczynników) – Sygnalizacja dźwiękowa przerwy w obwodzie pacjenta <p>Minimalne funkcje Ultradźwięków:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tryb emisji: praca ciągła lub impulsowa – Możliwość podłączenie sond ultradźwiękowych SU-5 - powierzchnia 5cm², tryb pracy ciągły lub przerywany, SU-1 - powierzchnia 1,33cm², tryb pracy ciągły lub przerywany – Głowice dwuczęstotliwościowe: SU-5 i SU-1 1MHz i 3,3MHz o powierzchni 5cm² i 1cm² – Wodoszczelne głowice ultradźwiękowe – Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy ultradźwiękowej z pacjentem – Regulacja czułości kontaktu głowicy – Zegar zabiegowy: ultradźwięki: 3s - 30 min – Częstotliwość ultradźwiękowa: 1MHz i 3,3MHz | 1 kpl. | | |
|-----------|--|--------|--|--|

do zapytania o cenę na Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Centrum rehabilitacji
w Stowarzyszeniu „Dobry Dom”

| | | | | |
|--------------------------|--|----------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Częstotliwość impulsu: 10 - 150 Hz - Wypełnienie impulsów: 5-100% - Komplet przewodów - Żel do ultradźwięków 500g x 5 szt. - Stolik dostosowany do urządzenia | | | |
| Cześć 44. | <p>Aparat do wykonywania drenażu limfatycznego</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Przystosowany do 6-komorowych mankietów - Wyświetlacz LCD - Zakres ciśnienia min. 0-250 mm Hg - Czas pracy min. 0-99 minut - Regulacja: ciśnienia, czas zabiegu, czas utrzymywania ciśnienia w komorze - Regulacja przerwy pomiędzy cyklami w sesji zabiegowej 0 - 60 sekund - Min. 5 trybów pracy - Możliwość indywidualnego regulowania ciśnienia dla każdej z komór - Możliwość zapisu indywidualnych ustawień - 6 komorowe mankiety: na rękę 1 sztuka, na nogę 2 sztuki - Przewody powietrzne pojedyncze i podwójne - Wkładki sensomotoryczne do mankietów na kończynę dolną – 2 sztuki - Przycisk bezpieczeństwa - Stolik dostosowany do urządzenia | 1 kpl. | | |
| Światłolecznictwo | | | | |
| Cześć 45. | <p>Lampa Bioptron MedAll ze statywem</p>  | 1 szt. | | |
| Cześć 46. | <p>Zestaw do koloroterapii do lampy Bioptron MedAll</p> <p>Min. 7 szklanych filtrów: Czerwony, Pomarańczowy, Żółty, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Indygo</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Min. 3 preparaty kosmetyczne - Etui do przechowywania - Interfejs/pierścień redukcyjny | 1 zestaw | | |

do zapytania o cenę na Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Centrum rehabilitacji
w Stowarzyszeniu „Dobry Dom”

| | | | | |
|-----------|--|----------|--|--|
| Cześć 47. | Lampa Sollux Solmed DUO z filtrami czerwonym i niebieskim  Zapasowy zestaw filtrów – Filtr czerwony – Filtr niebieski | 1 zestaw | | |
| Cześć 48. | Okulary do lampy sollux – terapeuta  | 1 szt. | | |
| Cześć 49. | Okulary ochronne do lampy Sollux dla pacjenta  | 2 szt. | | |

Okres związania ofertą wynosi dni.

.....
(pieczęć i podpis oferenta)